

## ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

### Забор крови из периферической вены с помощью вакуумной системы

ФИО \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Практические действия	Отметка о выполнении
1.	Установить контакт с пациентом: Поздороваться, представиться, обозначить свою роль	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.	Попросить пациента представиться (ФИО и дата рождения)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.	Сверить ФИО пациента и возраст с медицинской документацией	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
5.	Объяснить ход и цель процедуры	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	<b>Подготовка к процедуре</b>	
	<i>Подготовить оснащение:</i>	
7.	– Закрытая система для забора крови	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
8.	– Штатив для пробирок. Пробирки с пробками.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
9.	– Контейнер для доставки крови	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
10.	– Жгут венозный	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
11.	– Подушка клеенчатая	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
12.	– Лоток стерильный	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
13.	– Ножницы. Бинт, пластырь или самоклеющ. повязка.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
14.	– Лента со штрих-кодом/лабораторный карандаш	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
15.	– Кожный антисептик для обработки рук	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
16.	– Нестерильные перчатки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
17.	– Маска медицинская нестерильная	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
18.	– Одноразовые спиртовые салфетки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
19.	– Или: 70% спирт, бикс с ватными шариками/ марлевыми салфетками, пинцет стерильный, стерильный лоток	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
20.	– Емкости для отходов класса А и Б, емкость с дезраствором	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
21.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение сидя на стуле	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
22.	Обработать руки гигиеническим способом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
24.	Надеть маску одноразовую	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
25.	Надеть нестерильные медицинские перчатки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
26.	Подписать пробирки с пробками	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
27.	Проверить герметичность, визуальную целостность упаковки и срок годности иглы вакуумной системы, при необходимости – и держателя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
28.	Проверить герметичность, визуальную целостность упаковок и срок годности салфеток с антисептиком	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
29.	Вскрыть упаковку иглы, утилизировать ее в емкость с отходами класса А	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
30.	Взять иглу вакуумной системы одной рукой за цветной колпачок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
31.	Другой рукой снять короткий защитный колпачок с резиновой мембраны	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
32.	Поместить колпачок в емкость для медицинских отходов класса А	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
33.	Вставить освободившийся конец иглы с резиновой мембраной в держатель и завинтить до упора	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
34.	Положить вакуумную систему для забора крови в собранном виде в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
35.	Вскрыть поочередно 3 одноразовые спиртовые салфетками и, не вынимая из упаковки, оставить на манипуляционном столе / Взять пинцетом 3 ватных шарика из бикса в стерильный лоток, смочить их спиртом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	<b>Выполнение процедуры</b>	
36.	Попросить пациента освободить от одежды локтевой сгиб руки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

37.	Попросить пациента максимально разогнуть руку в локтевом суставе. Подложить под локоть пациента влагостойкую подушку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
38.	Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду или тканевую салфетку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
39.	Определить пульсацию на лучевой артерии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
40.	Выбрать, осмотреть и пропальпировать область предполагаемой венепункции	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
41.	Попросить пациента сжать кулак	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
42.	Обработать двукратно место венепункции двумя спиртовыми салфетками с антисептиком /ватными шариками в одном направлении	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
43.	Использованные спиртовые салфетки/шарики в емкость для медицинских отходов класса «Б», а упаковки от них поместить емкость для медицинских отходов класса «А»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
44.	Взять в доминантную руку вакуумную систему и снять цветной защитный колпачок с иглы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
45.	Сбросить защитный колпачок от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
46.	Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по направлению к периферии, фиксируя вену	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
47.	Расположить иглу по одной линии с веней срезом вверх	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
48.	Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или «двухмоментно» под углом 10-15° (почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
49.	Ввести иглу не более чем на 1/2 длины	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
50.	Взять необходимую пробирку и вставить крышкой в держатель до упора	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
51.	Развязать/ослабить жгут на плече пациента с момента поступления крови в пробирку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
52.	Попросить пациента разжать кулак	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
53.	Набрать нужное количество крови в пробирку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
54.	Отсоединить пробирку от иглы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
55.	Перемешать содержимое наполненной пробирки, плавно переворачивая пробирку несколько раз для полного смешивания крови и наполнителя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
56.	Поставить пробирку в штатив	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
57.	Контролировать состояние пациента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
58.	Взять в руку салфетку с антисептиком / ватный шарик, прижать ее к месту венепункции	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
59.	Извлечь систему «игла - держатель» из вены	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
60.	Попросить пациента держать одноразовую салфетку с антисептиком / ватный шарик у места венепункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки / или забинтовать место инъекции /наложить самоклеющуюся повязку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	<b>Завершение процедуры</b>	
61.	Поместить систему «игла - держатель» в ёмкость-контейнер для сбора острых отходов класса «Б»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
62.	Сбросить упаковку от салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
63.	Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного кровотечения в области венепункции	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
64.	Удалить салфетку с антисептиком с руки пациента и поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
65.	Оценить достигнутые результаты	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
66.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
67.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
68.	Снять перчатки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
69.	Поместить перчатки в емкость для медицинских отходов класса «Б»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
70.	Снять медицинскую одноразовую маску	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

71.	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
72.	Обработать руки гигиеническим способом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
73.	Узнать у пациента его самочувствии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
74.	Сделать запись о выполненной процедуре в журнале учета процедур/назначений 029/у	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
75.	Организовать доставку пробирок с полученным лабораторным материалом в лабораторию	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

\_\_\_\_\_  
**ФИО члена комиссии**

\_\_\_\_\_  
**Подпись**

	Общее число действий	Правильно выполнено
Результат		