

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) Проведение пульсоксиметрии

ФИО _____ Дата «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Практические действия	Отметка о вы- полнении
1.	Установить контакт с пациентом: Поздороваться, представиться, обозначить свою роль	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.	Попросить пациента представиться (ФИО и дата рождения)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.	Сверить ФИО пациента и возраст с медицинской документацией	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
5.	Объяснить ход и цель процедуры	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Подготовка к процедуре		
<i>Подготовить оснащение:</i>		
7.	– Пульсоксиметр медицинский на палец	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
8.	– Кожный антисептик для обработки рук	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
9.	– Антисептик для обработки пульсоксиметра, марлевая салфетка	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
10.	– Емкости для отходов класса Б / емкость с дезраствором	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
11.	Предложить или помочь пациенту занять положение лежа на кровати или сидя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
12.	Обработать руки гигиеническим способом.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
13.	Включить пульсоксиметр (прибор откалибруется и выполнит самотестирование)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
14.	Выбрать место измерения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
15.	Рука должна лежать неподвижно	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
16.	При использовании на пальце убедиться, что кожа чистая и сухая (при необходимости вымыть и осушить руки)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Выполнение процедуры		
17.	Аккуратно надеть пульсоксиметр на палец, чтобы фотоприемник прилегал к мягким тканям, а излучатель был над ногтевой пластиной (чтобы фиксация была надежной, но отсутствовало излишнее давление)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
18.	Подождать несколько секунд (до полминуты), пока пульсоксиметр ищет пульс и рассчитывает кислородную сатурацию	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
19.	Зафиксировать частоту пульса и кислородную сатурацию, отображаемые на экране прибора	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
20.	Аккуратно снять пульсоксиметр с пальца (обычно отключаются сами через 10 сек.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
21.	Сообщить пациенту о результатах пульсоксиметрии и дальнейших действиях	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Завершение процедуры		
22.	Протереть спиртовой салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра и дождаться полного высыхания	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
23.	Салфетку поместить в емкость для медицинских отходов класса Б/ емкость с дезраствором	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
24.	Обработать руки гигиеническим способом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
25.	Узнать у пациента его самочувствии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
26.	Сделать запись о выполненной процедуре в температурном листе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

ФИО члена комиссии

Подпись

	Общее число действий	Правильно выполнено
Результат		

