

Алгоритм наложения колосовидной повязки на плечо

№	Действия	1*	0,5**	0***
1.	Подготовил оснащение: бинт шириной 20 см.	10	5	0
2.	– Представился пациенту. Уточнил ФИО пациента, его самочувствие. – Убедился в наличии информированного согласия. – Объяснил цель и ход процедуры.	6 6 6	3 3 3	0 0 0
3.	– Обезболить.	8	4	0
4.	– Взять начало бинта в левую руку, головку бинта — в правую руку.	8	4	0
5.	– Опустить конечность вдоль туловища.	8	4	0
6.	– Приложить бинт к нижней трети плеча (правая рука бинтуется слева направо, левая — справа налево)	8	4	0
7.	– Сделать два закрепляющих тура бинта вокруг нижней трети плеча.	8	4	0
8.	– Вести бинт с плеча на грудь в здоровую подмышечную впадину, сзади по спине и снова — на плечо.	8	4	0
9.	– Обвести бинт вокруг плеча, закрывая каждый предыдущий тур на 2/3 ширины бинта.	8	4	0
10.	– Повторять ходы бинта, поднимаясь с плеча к плечевому суставу, пока не закроется вся раневая поверхность.	8	4	0
11.	– Зафиксировать повязку.	8	4	0
	– Итого			

* - Выполнил полностью

** - Выполнил не полностью/с ошибками

*** - Не выполнил